



Upgrade · The Home Creator Way

LIFT RECLINER CHAIR

**MODEL: SX-81726-US-G/SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G/SX-81726-EU-B**

MODEL: SX-81726-US-G/SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G/SX-81726-EU-B



Lift Recliner Chair Assembly Instruction Video:



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Warning- For Indoor Use Only
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the

	instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
--	---

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lift Recliner Chair.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use as intended only.
2. Do not exceed weight capacities. Empty Lift Recliner Chair before moving.
3. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NO.	Name	NO.	Name
1	Backrest	7	Base motor
2	Seat	8	Back motor
3	Left armrest	9	Motor controller
4	Right armrest	10	Massage controller
5	Left dorsal ear	11	Motor power supply
6	Right dorsal ear	12	Massage power supply

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ①1pc








6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




⒫ 2pc




Ⓖ 4pc

Ⓑ 1pc



8





10





Ⓛ 2pcs



Ⓝ 4pcs



Ⓞ 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Model	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Main Color	Dark gray		Brown	
Motor Electrical Rating(s)	DC29V 1.8A (Via 100-240V 50/60Hz 2.5A adapter)			
Massager Rating(s)	DC12V 1A (Via 100-240V 50/60Hz 0.5A adapter)			
Single-seat load-bearing capacity	350 lbs			
Product Size(D*W*H)	900*940*1080mm			
Net Weight	53 kg			

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

WARNING

1. To ensure the best user experience, gently pat the product after assembly to allow the foam to spread evenly.
2. After assembly, let the product sit undisturbed for 24-48 hours to allow it to fully expand and regain its shape.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 P.R. China E-mail: support@vevor.com

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com

Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

FAUTEUIL INCLINABLE RELEVEUR

**MODÈLE : SX-81726-US-G / SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G / SX-81726-EU-B**

**MODÈLE : SX-81726-US-G / SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**



Fauteuil releveur inclinable Vidéo d'instructions montage :



de

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE .
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED) .
	Avertissement : Usage intérieur uniquement
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles

dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage


9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
10. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
11. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
12. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
13. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le fauteuil releveur .
16. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

4. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
5. Ne pas dépasser la charge maximale autorisée . Vider le fauteuil releveur avant de le déplacer.
6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NON.	Nom	NON.	Nom
1	Dossier	7	Moteur de base
2	Siège	8	Moteur arrière
3	Accoudoir gauche	9	Contrôleur de moteur
4	Accoudoir droit	10	Contrôleur de massage
5	Oreille dorsale gauche	11	alimentation du moteur
6	Oreille dorsale droite	12	Alimentation pour massage

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ④1pc






6




Ⓑ 1pc




Ⓚ 1pc



1



2





7




⒫ 2pc




Ⓖ 4pc

Ⓡ 1pc



8





10





L 2pcs



N 4pcs



O 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Modèle	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Couleur principale	Gris foncé		Brun	
Caractéristiques électriques du moteur	DC29V 1,8A (via adaptateur 100-240V 50/60Hz 2,5A)			
Masseur Évaluation(s)	DC12V 1A (via adaptateur 100-240V 50/60Hz 0,5A)			
Capacité de charge monoplace	350 livres			
Dimensions du produit (P*L*H)	900*940*1080 mm			
Poids net	53 kg			

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.

WARNING

- Pour garantir une expérience utilisateur optimale, tapotez délicatement le produit après l'assemblage afin de permettre à la mousse de se répartir uniformément.
- Après assemblage, laissez le produit reposer sans y toucher pendant 24 à 48 heures afin qu'il puisse se déployer complètement et reprendre sa forme.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 R.P. Chine Courriel : support@vevor.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australie

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com

Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

LIFT -RELAXSTUHL

**MODELL: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**

**MODELL: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**



Aufstehsessel Montageanleitungsvideo :



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Compliance ist eine CE - Sicherheitszertifizierung.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden .
	Warnung – Nur für den Gebrauch in Innenräumen
	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der

FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen


17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
21. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Lift Recliner Chair auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die einen sicheren Halt gewährleisten kann .
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen Die

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Die maximale Belastbarkeit nicht überschreiten . Den Aufstehsessel vor dem Transport leeren.
9. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Rückenlehne	7	Basismotor
2	Sitz	8	Rückmotor
3	Linke Armlehne	9	Motorsteuerung
4	Rechte Armlehne	10	Massage-Controller
5	Linkes dorsales Ohr	11	Motorstromversorgung
6	Rechtes dorsales Ohr	12	Massage-Netzteil

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ©1pc







6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




Ⓟ 2pc




Ⓠ 4pc

Ⓡ 1pc



8





10





Ⓛ 2pcs



Ⓝ 4pcs



Ⓞ 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Modell	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Hauptfarbe	Dunkelgrau		Braun	
Elektrische Nennleistung(en) des Motors	DC29V 1,8A (über 100-240V 50/60Hz 2,5A Adapter)			
Masseur Bewertung(en)	DC12V 1A (über 100-240V 50/60Hz 0,5A Adapter)			
Tragfähigkeit eines einzelnen Sitzes	350 Pfund			
Produktgröße (T*B*H)	900 x 940 x 1080 mm			
Nettogewicht	53 kg			

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WARNING

5. Um ein optimales Benutzererlebnis zu gewährleisten, klopfen Sie das Produkt nach der Montage leicht ab, damit sich der Schaumstoff gleichmäßig verteilen kann.
6. Lassen Sie das Produkt nach der Montage 24 bis 48 Stunden lang ungestört ruhen, damit es sich vollständig ausdehnen und seine ursprüngliche Form wiedererlangen kann.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Volksrepublik China E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australien

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com

Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

**POLTRONA RECLINABILE CON
SOLLEVAMENTO**

**MODELLO: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**

**MODELLO: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**



**Poltrona reclinabile elevabile Video di istruzioni
montaggio :**



di

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza C E.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .
	Attenzione: solo per uso interno
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Modifiche o alterazioni apportate a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione

ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio


25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
26. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro la poltrona reclinabile Lift .
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

10. Utilizzare solo come previsto.
11. Non superare la capacità di peso . Svuotare la poltrona reclinabile prima dello spostamento.
12. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NO.	Nome	NO.	Nome
1	Schienale	7	Motore di base
2	Posto a sedere	8	Motore posteriore
3	Bracciolo sinistro	9	Controllore del motore
4	Bracciolo destro	10	Controller per massaggi
5	Orecchio dorsale sinistro	11	Alimentazione del motore
6	Orecchio dorsale destro	12	Alimentatore per massaggio

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ④1pc







6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




⒫ 2pc




Ⓖ 4pc

Ⓑ 1pc



8





10





L 2pcs



N 4pcs



O 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Modello	SX-81726- US-G	SX-81726- EU-G	SX-81726- US-B	SX-81726- EU-B
Colore principale	Grigio scuro		Marrone	
Valori nominali elettrici del motore	DC29V 1,8A (tramite adattatore 100-240V 50/60Hz 2,5A)			
Massa Valutazione(i)	DC12V 1A (tramite adattatore 100-240V 50/60Hz 0,5A)			
Capacità di carico del singolo posto	350 libbre			
Dimensioni del prodotto (P*L*A)	900*940*1080mm			
Peso netto	53 chili			

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

WARNING

- Per garantire la migliore esperienza d'uso, picchiare delicatamente il prodotto dopo l'assemblaggio per consentire alla schiuma di distribuirsi uniformemente.
- Dopo l'assemblaggio, lasciare riposare il prodotto indisturbato per 24-48 ore per consentirgli di espandersi completamente e riprendere la sua forma.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese E-mail:
support@vevor.com

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com
Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

SILLÓN RECLINABLE ELEVADOR

**MODELO: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**

MODELO: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B



Sillón reclinable elevador Vídeo de instrucciones de montaje :



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Compliance es una certificación de seguridad CE .
 	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
	Advertencia: solo para uso en interiores
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de

	radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
--	--

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje


33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
37. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
39. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el sillón reclinable elevador .
40. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

13. Úselo únicamente según lo previsto.
14. No exceda las capacidades de peso . Vacíe el sillón reclinable elevador antes de moverlo.
15. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NO.	Nombre	NO.	Nombre
1	Respaldo	7	Motor base
2	Asiento	8	Motor trasero
3	Apoyabrazos izquierdo	9	Controlador de motor
4	Apoyabrazos derecho	10	Controlador de masaje
5	Oreja dorsal izquierda	11	Fuente de alimentación del motor
6	Oreja dorsal derecha	12	Fuente de alimentación para masajes

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ④1pc








6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




Ⓟ 2pc




Ⓠ 4pc

Ⓡ 1pc



8





10





L 2pcs



N 4pcs



O 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Modelo	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Color principal	Gris oscuro		Marrón	
Clasificación eléctrica del motor	DC29V 1.8A (Mediante adaptador 100-240V 50/60Hz 2.5A)			
Masajeador Calificación(es)	DC12V 1A (mediante adaptador 100-240V 50/60Hz 0,5A)			
Capacidad de carga de un solo asiento	350 libras			
Tamaño del producto (D*An*Al)	900*940*1080 mm			
Peso neto	53 kilos			

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

WARNING

- Para garantizar la mejor experiencia de usuario, golpee suavemente el producto después del ensamblaje para permitir que la espuma se distribuya uniformemente.
- Después del montaje, deje reposar el producto en reposo durante 24 a 48 horas para que se expanda completamente y recupere su forma.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghái 200000 R.P. China Correo electrónico:
support@vevor.com

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com
Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

FOTEL ROZKŁADANY Z PODNOŚNIKIEM

**MODEL: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**

MODEL: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B



**Fotel rozkładany z podnośnikiem Instrukcja
montażu w formie filmu :**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .
 	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu .
	Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyrażnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w

instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu


41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
47. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać fotel Lift Recliner .
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

16. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
17. Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru . Przed przenoszeniem fotela rozkładanego należy go opróżnić.
18. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Oparcie	7	Silnik bazowy
2	Siedziba	8	Silnik tylny
3	Lewy podłokietnik	9	Kontroler silnika
4	Prawy podłokietnik	10	Kontroler masażu
5	Lewe ucho grzbietowe	11	Zasilanie silnika
6	Prawe ucho grzbietowe	12	Zasilanie masażu

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ④1pc







6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




Ⓟ 2pc




Ⓠ 4pc

Ⓡ 1pc



8





10





Ⓛ 2pcs



Ⓝ 4pcs



Ⓞ 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Model	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Kolor główny	Ciemnoszary		Brązowy	
Parametry elektryczne silnika	DC29V 1,8A (przez adapter 100-240V 50/60Hz 2,5A)			
Masażer Ocena(y)	DC12V 1A (przez adapter 100-240V 50/60Hz 0,5A)			
Nośność pojedynczego siedzenia	350 funtów			
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	900*940*1080 mm			
Waga netto	53 kg			

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

WARNING

11. Aby zapewnić optymalne użytkowanie, po złożeniu delikatnie poklepuj produkt, aby pianka rozprowadziła się równomiernie.
12. Po złożeniu należy pozostawić produkt w spokoju na 24 – 48 godzin, aby mógł się całkowicie rozszerzyć i odzyskać swój pierwotny kształt.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 P.R. Chiny Adres e-mail: support@vevor.com

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australia

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com

Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

LIFT RECLINER CHAIR

**MODEL: SX-81726-US-G/SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G/SX-81726-EU-B**

**MODEL: SX-81726-US-G/SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G/SX-81726-EU-B**



Lift Recliner Chair Assembly Instruction Video:



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Warning- For Indoor Use Only
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the

	instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
--	---

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


49. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
50. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
51. Keep the assembly area clean and well-lit.
52. Keep bystanders out of the area during assembly.
53. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
54. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
55. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lift Recliner Chair.
56. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

19. Use as intended only.
20. Do not exceed weight capacities. Empty Lift Recliner Chair before moving.
21. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




NO.	Name	NO.	Name
1	Backrest	7	Base motor
2	Seat	8	Back motor
3	Left armrest	9	Motor controller
4	Right armrest	10	Massage controller
5	Left dorsal ear	11	Motor power supply
6	Right dorsal ear	12	Massage power supply

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ④1pc








6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




⒫ 2pc




Ⓖ 4pc

Ⓑ 1pc



8





10




Ⓕ 2pcs



Ⓖ 4pcs



⓪ 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Model	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Main Color	Dark gray		Brown	
Motor Electrical Rating(s)	DC29V 1.8A (Via 100-240V 50/60Hz 2.5A adapter)			
Massager Rating(s)	DC12V 1A (Via 100-240V 50/60Hz 0.5A adapter)			
Single-seat load-bearing capacity	350 lbs			
Product Size(D*W*H)	900*940*1080mm			
Net Weight	53 kg			

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

WARNING

13. To ensure the best user experience, gently pat the product after assembly to allow the foam to spread evenly.
14. After assembly, let the product sit undisturbed for 24-48 hours to allow it to fully expand and regain its shape.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 P.R. China E-mail: support@vevor.com

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com

Tel.: +44 07514-677868





Upgrade · The Home Creator Way

LYFTFÅTÖLJ

**MODELL: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B**

MODELL: SX-81726-US-G /SX-81726-US-B
SX-81726-EU-G /SX-81726-EU-B



Lyftfåtölj Monteringsinstruktionsvideo :



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE - säkerhetscertifiering.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .
	Varning - Endast för inomhusbruk
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i

enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder


- 57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
- 58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
- 59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
- 60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
- 61. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- 62. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
- 63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja lyftfåtöljen .
- 64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder .

- 22. Använd endast som avsett.
- 23. Överskrid inte viktkapaciteten . Töm lyftfåtöljen innan du flyttar den.
- 24. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM




INGA.	Namn	INGA.	Namn
1	Ryggstöd	7	Basmotor
2	Plats	8	Bakmotor
3	Vänster armstöd	9	Motorstyrenhet
4	Höger armstöd	10	Massagekontroller
5	Vänster dorsala öra	11	Motorns strömförsörjning
6	Höger dorsalöra	12	Massageströmförsörjning

PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
C		X1
E		X1
G		X1
I		X1
K		X1
M		X1
O		X4
Q		X4

Item no.	Reference Image	Qty.
B		X1
D		X1
F		X1
H		X1
J		X1
L		X2
N		X4
P		X2
R		X1





ASSEMBLY STEP


1




Ⓐ 1pc




Pull arms of the chair until you hear a click.




2




3



Ⓔ1pc







4



5



©1pc ©1pc







6



Ⓑ 1pc



Ⓚ 1pc





7




⒫ 2pc




Ⓖ 4pc

Ⓑ 1pc



8





10





L 2pcs



N 4pcs



O 4pcs



11



(H)1pc




(I)1pc



(J)1pc



(M)1pc




Connect wire #1 to part I , wire #2 to part H.

12




Installation Completed

How to use the massage function?



INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position



PRODUCT PARAMETER

Modell	SX-81726-US-G	SX-81726-EU-G	SX-81726-US-B	SX-81726-EU-B
Huvudfärg	Mörkgrå		Brun	
Motorns elektriska klassificering(ar)	DC29V 1.8A (Via 100-240V 50/60Hz 2.5A adapter)			
Massör Betyg(en)	DC12V 1A (Via 100-240V 50/60Hz 0.5A adapter)			
Bärförmåga för enstaka säten	147 kg			
Produktstorlek (D*B*H)	900*940*1080 mm			
Nettovikt	53 kg			

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

WARNING

15. För att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse, klappa försiktigt produkten efter montering så att skummet fördelas jämnt.
16. Efter montering, låt produkten stå ostörd i 24 – 48 timmar för att låta den expandera helt och återfå sin form.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina E-post: support@vevor.com

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australien



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com

Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com

Tel.: +44 07514-677868

