

Instructions d'utilisation et d'entretien du matelas

Votre matelas est conçu pour offrir confort et bien-être durable dans le temps. Il est donc nécessaire de suivre les indications suivantes :

1. Positionnement correct du matelas

Placez le matelas sur un sommier adapté, de dimensions correspondantes et doté d'un support solide afin de garantir une bonne stabilité et une circulation correcte de l'air.

Évitez de placer le matelas directement sur le sol ou sur des surfaces non respirantes afin de prévenir l'accumulation d'humidité.

L'utilisation de sommiers métalliques est déconseillée, car à long terme ils peuvent neutraliser l'efficacité du matelas et provoquer également une détérioration du revêtement.

Il est conseillé de contacter notre service client pour le choix du sommier de support à acheter, car un sommier inadapté peut modifier les caractéristiques de réponse du produit.

2. Rotation et inversion

Pour une utilisation uniforme du matelas, faites-le pivoter (tête/pieds) toutes les 3 à 6 semaines.

Le matelas peut être retourné (dessus/dessous) afin de prolonger sa durée de vie. Si prévu, il est utile de suivre les indications des étiquettes été/hiver présentes sur le côté.

3. Nettoyage

Aérez fréquemment la pièce dans laquelle se trouve le matelas ainsi que le matelas lui-même (sans draps).

S'il s'agit d'un matelas déhoussable, ouvrez la housse afin de permettre l'évaporation de l'humidité et prévenir toute formation de moisissure, et lavez la housse en suivant les indications figurant sur l'étiquette du produit.

Évitez de mouiller le matelas avec des substances chimiques et/ou des solvants agressifs. Si strictement nécessaire, nettoyez les taches superficielles avec un chiffon humide et du savon neutre. Ensuite, assurez-vous que le matelas soit complètement sec avant de le réutiliser.

Pour une meilleure conservation du matelas, il est recommandé d'utiliser des protège-sommiers et des protège-matelas respirants adaptés afin de garantir l'aération du matelas.

Ne conservez pas le matelas dans un environnement humide, car cela peut favoriser la prolifération de moisissures présentes dans l'air sous forme de spores.

Pour tout autre événement imprévisible, vous pouvez contacter notre service client avant d'adopter des mesures de nettoyage non explicitement recommandées dans ce guide.

4. Utilisation correcte :

Assurez-vous d'avoir acheté un produit adapté à votre morphologie.

Ne sautez pas sur le matelas afin d'éviter d'endommager la structure interne; des mouvements brusques peuvent provoquer des altérations du produit.

DÉNOMINATION : INDUSTRIA BENESSERE ITALIANA MATERASSI S.R.L.

CODE FISCAL/ NUMÉRO DE TVA / VAT : 07286180638

ADRESSE : VIA DEL RIONE SIRIGNANO, 6 - 80121 - NAPLES (NA)

IDENTIFIANT D'ENREGISTREMENT BD/RDM : 2319031, 2319050, 2319048, 2946623, 2319047, 2946645, 2946631, 2946641, 2319051, 2319062, 2319039, 2319041, 2319055.

MODÈLE : AllegroH25, ArcobalenoH18, BaldoH17, Bora, CabrioH30, ClicClac, DeluxeH21, DimoraH20, EasyH22, Enduro, EvolutionH25, ExportH14, ExportH20, FioccoH20, Geriatrico, Geriatrico Memory, GoemonH24, HarlemH22, IgnifugoH18, IgnifugoH20, IgnifugoMolleH20, Jolie, Levante, LiveH20, Live H26, Lupin I, LupinIIIH22, One, PetaloH23, PiumaH25, Plus, PokemonH20, PremiereH19, PremiumH25, Primavera, PrimeH26, ProntoLetto, Rubino, Sensation, Sim, SimpleH15, Smart, SmeraldoH24, SommoH22, Summit, SupremeH17, TopAirRelaxaH25, TopH22, TopH25, TopperMemory, TopperWaterfoam, VenereH26, Vitalize, ZazaH18, Zefiro.

CND : V080702 - MATELAS MÉDICAUX ANTIESCARRES NON ACTIFS

RÈGLEMENT APPLICABLE : Règlement (UE) 2017/745

CLASSE CE : Dispositif Médical de Classe I (non stérile, sans fonction de mesure)

DATE DE PUBLICATION : 11/10/2022

NOM COMMERCIAL ET MODÈLE : MATELAS

miasuite[®]

CE

NOM : GIOVANNI SILVESTRO

FONCTION : ADMINISTRATEUR

SIGNATURE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Silvestro', written in a cursive style.