


Mascarilla higiénica (BFE \geq 98%)



Información técnica

Tipología: Mascarilla higiénica desechable
Estándar: EN 14683-2019 + AC:2019, YY/T0969-2013
Tamaño: 17,5 x 9,5 cm
Eficacia de filtración bacteriana: \geq 98%
Prestaciones: resistente a salpicaduras
Estructura: cuerpo de la máscara, pinza nasal y agarre de la máscara
Caducidad: 12 meses
Aviso de alergia: Textil no tejido



Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Con el lado azul hacia fuera, colóquela sobre la nariz y la boca. A continuación, pase las cintas por detrás de las orejas.
2. Presione suavemente el clip nasal para adaptarlo a la nariz.
3. Tire de la parte inferior de la mascarilla para que quede por debajo de la barbilla y compruebe el ajuste.



Información importante

- Material hipoalergénico, polipropileno y resistente al agua incluyendo la pinza nasal flexible.
- Informe de Ensayos CE emitido por TÜV SÜD.
- Condiciones de conservación: Almacenar en lugar con relativa baja humedad, libre de gases corrosivos, bien ventilado y evitando altas temperaturas ($>40^{\circ}\text{C}$).

Mascarilla higiénica (BFE ≥ 98%)



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	RESULTADOS
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo B	BFE ≥ 99%
Presión diferencial (ΔP)	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo C	ΔP = 54 Pa/cm ²
Limpieza Microbiana	EN 14683:2019+AC:2019 (E) Anexo D	(13-25) UFC/g
Penetración de sangre sintética	ISO 22609:2004	No detectada

Fuente: Test Report No.: 721653517-2 (TÜV SÜD)

Características caja 50 uds

Cantidad: 50 uds/paquete
 SKU: MASK-ST-00017.50
 Dimensión: 225 x 91,5 x 90 mm
 Peso: 350 g



Características bolsa 10 uds

Cantidad: 10 uds/bolsa
 SKU: MASK-ST-00020.0010
 Dimensión: 210 x 120 x 23 mm
 Peso: 75 g



Características de la caja

Cantidad: 40 paquetes/caja
 Total cantidad: 2.000 unidades
 Dimensión: 520 x 420 x 450 mm

Características de la caja

Cantidad: 100 bolsas/caja
 Total cantidad: 1000 unidades
 Dimensión: 590 x 435 x 280 mm