




Tratamiento agua de piscinas
Desinfección/Higiene
Domésticos/Consumo
Material auxiliar

FICHA TECNICA
INSTA-TEST SAL
Rev. 1

Ctra Logroño km 10,200
E- 50180 UTEBO (Zaragoza)
Tel. 976 786464
Fax. 976 785799

INSTA-TEST SAL

INSTA-TEST SAL realiza el análisis de Cloruro Sódico, de alto rango, en el agua de la piscina.



Cloruro sódico..... 2000 a 6000 ppm

Lectura rápida en 30 segundos.

Seguridad y exactitud de medición. Las tiras están moldeadas con un desecante que las protege de contaminantes externos para una mayor seguridad y fiabilidad de la lectura.

La vida media de las tiras en condiciones normales de almacenamiento, en su envase original, es mayor a 30 meses.

Envase con 10 tiras en tubo de propileno con tapa hermética para una protección absoluta.

Método de análisis:

Sumergir la tira en el agua a analizar, agitarla, sacarla del agua con las almohadillas en la parte superior sin dejar que escurran las gotas de agua. No sacudir.

Comparar la tira con la escala de valores del envase y hacer la lectura correspondiente al parámetro deseado de medición.