

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Los ACCESORIOS PARA BAÑO fabricados y comercializados por **Cromados Modernos, S.L.** cumplen con las exigencias establecidas para su empleo tanto el ámbito doméstico como en locales de uso público.

TIPOLOGIA DE PRODUCTO			
TIPO DE PRODUCTO:	ELEMENTO DE SEGURIDAD		
PRODUCTO:	BARRA AUXILIAR DE APOYO		
MODELO:	ABATIBLE + PORTARROLLOS		
DENOMINACION:	BARRA ABATIBLE INOX DOBLE BLANCA ANTIBACTERIANO		
REFERENCIA:	BMMNV37BLAB		
COD. BARRAS (EAN 13):	8426479941910		
			
CARACTERISTICAS TECNICAS			
MATERIAL BASE:	ACERO S235JR (Tubo, Varilla Portarrollos y Placa de Anclaje)		
OTROS MATERIALES:	ACERO INOXIDABLE (Tornillería) / PLASTICO ABS (Freno)		
RECUBRIMIENTO 1:	LACADO EPOXIDICO / BLANCO RAL 9016		
RECUBRIMIENTO 2:	LACADO ANTIBACTERIANO		
ACABADO:	SUPERFICIE LACADA (Agradable al tacto, favorece el agarre)		
DIMENSIONES:	73 x 15 x 27 cm (longitud x anchura x altura) / BARRA Ø30 mm		
PESO:	2.300 g		
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA / RECOMENDACIONES DE USO			
NORMA APLICABLE:	Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, en Materia de Accesibilidad y no Discriminación de las Personas con Discapacidad. DB SUA y DB SI		
ARTICULO / EPIGRAFE:	Documento Básico SUA / Anejo A Terminología / Servicios higiénicos accesibles		
REQUISITOS:	- Sección circular de diámetro 30 a 40 mm, fáciles de asir - Colocación: altura entre 70-75 cm - Longitud ≥70 cm - Abatibles las del lado de la transferencia		
ENSAYOS REALIZADOS			
PRUEBA Nº 1 - RESISTENCIA A LA CORROSION			
METODO / NORMA:	RESISTENCIA A LA CORROSION / S/ASTM B-117/73		
INSTRUMENTACION:	CAMARA DE NIEBLA SALINA		
FECHA MEDICIONES:	14/01/2014 - 07/02/2014		
VALOR ESPERADO / MEDICION:	500 h	> 500 h	CORRECTO
PRUEBA Nº 2 - MEDICION DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 1			
METODO:	METODO MAGNETICO / UNE EN ISO 2178		
INSTRUMENTACION:	MEDIDOR DUALSCOPE® MPOR - FISCHER		
FECHA MEDICIONES:	14/01/2014 (X: 122 µm / d: 19 µm / N: 20 / max: 141 µm / min: 93 µm)		
VALOR ESPERADO / MEDICION:	80 µm	122 µm	CORRECTO
PRUEBA Nº 3 - MEDICION DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 2			
METODO:	METODO MAGNETICO / UNE EN ISO 2178		
INSTRUMENTACION:	MEDIDOR DUALSCOPE® MPOR - FISCHER		
FECHA MEDICIONES:	17/04/2021 (X: 87 µm / d: 9 µm / N: 20 / max: 96 µm / min: 82 µm)		
VALOR ESPERADO / MEDICION:	80 µm	87 µm	CORRECTO

CROMADOS MODERNOS, S.L.
Dpto. Calidad e Ingeniería
(17/04/2021)


CROMADOS MODERNOS S.L.
C.I.F. B-69283474

C/ Vigasierra, 1
09194 CARDEÑADIJO
(Burgos)
Tel: 947 290008
Fax: 947 290019
www.cromados.com