



AS_80 Cartoncino Blister per capsula siringa 25g mm 82x205 h (con foro europa)

Cliente / Customer NOME	Paese / Country Italia	Data di creazione / Creation date 20.01.2021	Print Colours C M Y B
Cod imballo / Pack code Z.06	Rev. .00	Marca / Brand Trademark	Data di modifica / Modified date 00.00.0000
Soggetto / Subject Cartoncino Blister per capsula siringa da 25g			
Dimensione / Dimensions 82x205h mm		Cod. Fustella / Punch cutter code AS_80	

NB: lotto e data sono posizionati nell'area grigia in basso sul retro del cartoncino

CLP RULES 2025 "reserved area only"

Capacity of the package less than 0.5L	Dimensions label If possible at least 52x74mm	Dimensions pictogram Not smaller than 10x10mm	Font size "x" height mm 1,2
	mm 75x42/15=210 √14mm	14.143 mm 	cp 6,35 / 7,62pt - Helvetica / Roboto cp 7 / 8,4pt Myriad Pro cp 6,5 / 7,8pt Acumin Variable Concept



Per maggiori dettagli, vedere il retro della confezione.



Here, no text or title Area occupied by the syringe



PROTECT HOME

DX3 GEL

Formiche

 **Gel super appetibile**

 **Elimina l'intero formicaio**

 **Efficacia fino a 3 mesi**



20 g e
Pronto uso



DX3 GEL


ESCA INSETTICIDA (PT18) IN GEL PRONTA ALL'USO - ELIMINA FORMICHE E FORMICAI - USO NON PROFESSIONALE

DX3 GEL
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 0,0204% (0,02% puro)
Sostanze adescanti e coformulanti q.b. a 100%

Indicazioni di pericolo
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
P273 Non disperdere nell'ambiente - P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.
Prodotto biocida PT-18 Autorizzazione Ministero della Salute n. IT/2020/00642/MRP
Titolare dell'autorizzazione: Zapi S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (Padova) - Tel. **049-9597737** - Officina di produzione e confezionamento: **ZAPI S.p.A.** Conselve (PD)
Contenuto netto: 20 g e
Distributore: **SBM Life Science Srl** - Via Montefeltro 6, 20156 Milano (MI) - Tel: 02 83968856

CARATTERISTICHE
DX3 GEL è un'esca insetticida in gel pronto all'uso, a base d'imidacloprid, che elimina le principali specie di formiche comuni (*Lasius niger*), tropicali (*Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*) e i loro formicai.
DX3 GEL è un'esca altamente appetibile per le formiche, ricca di sostanze nutritive e zuccherine, la fluidità e l'elevato potere energetico del gel consentono alle formiche di cibarsi in abbondanza e velocemente. Dopo essersi nutrite, le formiche tornano al loro rifugio diffondendo l'esca all'intera colonia fino alla regina. Il passaggio dell'esca tra una formica e l'altra elimina l'intero formicaio per effetto domino entro due settimane dall'applicazione. DX3 GEL è incolore, inodore, non macchia e permette un uso discreto dell'insetticida. DX3 GEL rimane appetibile a lungo, garantendo la sua efficacia fino a 3 mesi dall'applicazione. DX3 GEL contiene un agente amaro (denatonium benzoato) per ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dell'uomo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Categoria d'utilizzatore: non professionale.
Organismi target: formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*), formica faraone (*Monomorium pharaonis*), a tutti gli stadi di sviluppo.
Metodo d'applicazione: applicare il prodotto in gocce, su superfici orizzontali non assorbenti, lungo i passaggi frequentati dalle formiche o nelle crepe e fessure o all'entrata di formicaio.
Aree d'impiego:
- Ambienti interni: in crepe e fessure, lungo i muri.
- Ambienti esterni: in crepe e fessure, nei dintorni d'edifici o all'entrata di formicai. Applicare il prodotto solo in crepe e fessure o direttamente nei formicai. Proteggere dalle api e dalle intemperie coprendolo, ad esempio, con un vaso di fiori o una tegola (assicurandosi che le formiche possano avere accesso all'esca).
Modalità d'impiego della siringa/cartuccia:
- **Siringa:** rimuovere il tappo dalla siringa e, facendo toccare la punta del beccuccio sulla superficie da trattare, premere lentamente il pistone dosando il prodotto a gocce. Richiudere accuratamente il beccuccio una volta completato il trattamento.
Dosaggio e frequenza d'impiego: 2 gocce da 0,05 g (5 mm di diametro) ogni metro lineare o per ogni entrata di formicaio. Applicare al massimo 30 gocce da 0,05 g per formicaio (pari a 1,5 g di prodotto). Verificare regolarmente il consumo del prodotto e sostituirlo quando è esaurito. Il prodotto raggiunge la sua completa efficacia entro 2 settimane dall'applicazione e rimane efficace fino a 3 mesi dalla sua applicazione. Ripetere



MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Pericoloso per le api. Applicare il prodotto in sicurezza in luoghi non accessibili a bambini, animali domestici e animali non bersaglio. Non applicare direttamente su o vicino ad alimenti, mangimi o bevande, oppure su superfici o utensili che possono entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e animali.

MISURE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA PER L'AMBIENTE
In caso di esposizione:
- Cutanea: lavare la pelle contaminata con sapone ed acqua. Se i sintomi persistono, contattare un centro antiveneni.
- Oculare: lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua sollevando occasionalmente le palpebre superiori ed inferiori. Verificare l'eventuale presenza di lenti a contatto e rimuoverle, se ciò è fattibile senza difficoltà. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. Consultare un medico in caso d'irritazione o problemi alla vista.
- Orale: lavare la bocca con acqua. Contattare un centro antiveneni.
- Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Consultare il Centro Antiveneni più vicino o il 118 (Emergenza Sanitaria).

Modalità di smaltimento del prodotto e della confezione: non sversare il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandini, servizi igienici, etc.), né negli scarichi. Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e ogni altro rifiuto in conformità con le normative locali.
Modalità di conservazione del prodotto: conservare in un luogo fresco e ben ventilato al riparo da fonti di calore. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dalla luce. Proteggere dal gelo.


Validità: 2 anni dalla data di produzione indicata nella confezione.
Lotto e data produzione: vedere confezione.

COS'È	DOVE VA
CARTONCINO	CARTA
ETICHETTA / BLISTER	PLASTICA
SIRINGA	PLASTICA
STANTUFFO / TAPPO	PLASTICA

L'imballaggio deve essere svuotato del suo contenuto prima di essere conferito in raccolta. Verifica sempre le disposizioni del tuo comune per il corretto conferimento in raccolta dell'imballaggio vuoto o con rimanenze di prodotto.



0716515BIT



5620017a

3 664715 088066