

**BAYROL France SAS**

Chemin des Hirondelles – B.P. 52

F-69572 Dardilly Cedex

Tel: 04 72 53 23 60

Fax: 04 72 53 23 69

E-Mail: bayrol@bayrol.fr

## Conformity Declaration (CE)





I certify that the product, BY QUICKTEST CL&BR 50 LANGUETTES, reference 288029 number 7595329 EAN 4008367880293 (Adeo reference 93847530), complies with all applicable regulations and standards.

Dardilly the 24/03/2026

Roland Barbier  
Quality Manager  
**BAYROL Group**



## MODE D'EMPLOI

-  1. Plongez une bandelette dans l'eau pendant 5 secondes, en remuant doucement.
-  2. Retirez-la sans la secouer.
-  3. Lisez immédiatement les résultats du pH et du stabilisant (CYA) en comparant les couleurs avec l'échelle imprimée sur le tube.
-  4. Après 10 secondes, lisez les résultats du chlore libre ou brome (selon votre méthode de traitement), de l'alcalinité (TAC) et de la dureté totale (TH) en comparant chaque couleur avec le nuancier.

**Fréquence recommandée** : au minimum 1 fois par semaine, ou après chaque pluie, apport d'eau neuve ou problème d'eau.